

MINI SMART

MORSETTO A DUE VITI/FILI

Rapida applicazione

Mini invasivo

Stabile



Indicazioni

Fissazione di fratture ossee adiacenti o prossime alle articolazioni della mano, chiuse e/o aperte. Il morsetto Mini Smart viene usato per il trattamento delle patologie dei piccoli segmenti, quali metacarpi e falangi.

CARATTERISTICHE

Morsetto Unico

Ottima tenuta

Realizzato in lega di alluminio e acciaio

Minimo ingombro

VANTAGGI

Applicabile a viti/fili di Kirschner Ø tra 1.0 e 2.0 mm

Evita la migrazione dei fili dopo la riduzione della frattura

Leggero

Ottimo comfort per il paziente

Componenti



Descrizione

Q.tà

Morsetto a 2 viti-fili di Kirschner

1

Sterilizzazione

Il morsetto a due viti/fili Mini Smart viene fornito NON STERILE.

Note di tecnica

Serraggio dei fili sul morsetto



Caso clinico

CASO 1 Dott. P. Solimeno, Dott.ssa A. Vigorito - Policlinico Milano



Pre-operatoria



Post-operatoria



Controllo a 42 giorni



CASO 2 Dott. P. Solimeno, Dott.ssa A. Vigorito - Policlinico Milano



Pre-operatoria




Post-operatoria




CASO 3

Dott. P. Solimeno, Dott.ssa A. Vigorito - Policlinico Milano



Clinica



Post-operatoria

Codici

MINI SMART

Codice	Descrizione
5002302	Mini Smart morsetto a due viti/fili

STRUMENTARIO *

Codice	Descrizione
5002320	Chiave piana Ø 7.0 - 5.5 mm

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE





SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it