

CLICKIT ER

SISTEMA DI FISSAZIONE DI EMERGENZA

Morsetto universale

Attacco rapido

Sterile

MR Conditional



Indicazioni

Il ClickIt ER è un sistema di fissazione esterna di emergenza MR Conditional per la stabilizzazione temporanea. Permette di eseguire il Damage Control Orthopedics generale e distrettuale in maniera rapida semplice e sicura garantendo un'ottima stabilità.

CARATTERISTICHE

Morsetto universale

Prechiusura manuale del morsetto

Attacco rapido

Unica chiave

Sterile

MR Conditional

VANTAGGI

Raccorda barra/barra, barra/vite (Ø 4.0-5.0-6.0 mm) e filo di K

Rapida applicazione

Rapida applicazione

Strumentario ridotto

Pronto all'uso

Consente risonanza magnetica fino a 3 Tesla

Componenti




Morsetto universale


Raccorda sia le barre che gli elementi di presa



Raccordo barra/barra Ø 12 mm



Raccordo barra/vite Ø 12 mm (barra) e Ø 4, 5, 6 mm (vite)



Raccordo barra/filo Ø 12 mm (barra) e da 1.8 a 2.5 mm (filo)




Barre

Diametro 12 mm radiotrasparenti



Morsetto Multiplo

Posizionamento facilitato di 2 o 3 viti complanari



Elementi di presa ossea

Disponibili in varie misure e materiali




Supporto per sistema ibrido ER

Utile alla realizzazione di montaggi ibridi




Barre a "U"

Consentono la sintesi con viti multiplanari nella regione meta-epifisaria e possono essere un sostegno per la caviglia




Arco 5/8

Utile alla realizzazione di montaggi ibridi



Semianello

Utile alla realizzazione di montaggi ibridi



Anello in carbonio

Utile alla realizzazione di montaggi ibridi

Custom Kit ER



Codice	Descrizione	Q.tà
5006508ST	Morsetto universale ClickIt ER	max 6




Codice	Descrizione	Q.tà
5006504ST	Morsetto multiplo ClickIt ER	max 2



Codice	Descrizione (*)
5006510ST	Barra Ø 12 mm L 100 mm
5006512ST	Barra Ø 12 mm L 150 mm
5006514ST	Barra Ø 12 mm L 200 mm
5006516ST	Barra Ø 12 mm L 250 mm
5006518ST	Barra Ø 12 mm L 300 mm
5006520ST	Barra Ø 12 mm L 350 mm

(*) la quantità di ogni barra può variare a seconda della composizione del blister.



Codice	Descrizione (*)
5000592ST	Vite trapassante L 250 mm
VA4.150.40	Vite Ø 4.0 mm L 150x40 mm
VA5.150.40	Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm
VA6.250.40	Vite Ø 6.0 mm L 250x40 mm


(*) la quantità di ogni barra può variare a seconda della composizione del blister.

Schemi di montaggio


ARTO SUPERIORE






BACINO




ARTO INFERIORE










Kit ClickIt ER

KIT PILONE TIBIALE



5006600ST

Kit composto da	Q.tà
Morsetto multiplo	1
Morsetto universale	4
Barra Ø 12 mm L 200 mm	1
Barra Ø 12 mm L 300 mm	2
Vite trapassante L 250 mm	1
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2


KIT PILONE TIBIALE PLUS



5006600STB

Kit composto da	Q.tà
Morsetto multiplo	1
Morsetto universale	6
Barra Ø 12 mm L 200 mm	2
Barra Ø 12 mm L 350 mm	2
Vite trapassante L 250 mm	1
Vite Ø 4.0 mm L 150x40 mm	1
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2


KIT GOMITO TRAUMA



5006650STO1

Kit composto da	Q.tà
Morsetto universale	5
Barra Ø 12 mm L 250 mm	2
Vite Ø 4.0 mm L 150x40 mm	2
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2


KIT GOMITO TRAUMA PLUS



5006650STA

Kit composto da	Q.tà
Morsetto universale	7
Barra Ø 12 mm L 250 mm	2
Barra Ø 12 mm L 300 mm	1
Vite Ø 4.0 mm L 150x40 mm	2
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2

KIT GINOCCHIO A PONTE




5006630ST01

Kit composto da

Q.tà

Morsetto universale	6
Barra Ø 12 mm L 250 mm	1
Barra Ø 12 mm L 350 mm	2
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2
Vite Ø 6.0 mm L 250x40 mm	2

KIT DIAFISI TIBIALE



5006620ST01

Kit composto da

Q.tà

Morsetto universale	6
Barra Ø 12 mm L 150 mm	2
Barra Ø 12 mm L 200 mm	1
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	4

KIT DIAFISI FEMORALE




5006640ST01

Kit composto da

Q.tà

Morsetto universale	6
Barra Ø 12 mm L 150 mm	1
Barra Ø 12 mm L 200 mm	2
Vite Ø 6.0 mm L 250x40 mm	4

KIT OMERO DIAFISARIO




5006660ST01

Kit composto da

Q.tà

Morsetto universale	6
Barra Ø 12 mm L 150 mm	3
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	4


KIT PILONE TIBIALE DELTA PLUS



5006610ST02

Kit composto da	Q.tà
Morsetto universale	8
Barra Ø 12 mm L 200 mm	1
Barra Ø 12 mm L 250 mm	1
Barra Ø 12 mm L 300 mm	2
Vite trapassante L 250 mm	1
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2
Vite Ø 4.0 mm L 150x40 mm	1

KIT PILONE TIBIALE LONG



5006600STA

Kit composto da	Q.tà
Morsetto multiplo	1
Morsetto universale	4
Barra Ø 12 mm L 200 mm	1
Barra Ø 12 mm L 350 mm	2
Vite trapassante L 250 mm	1
Vite Ø 5.0 mm L 150x40 mm	2

Cassetta strumentario ClickIt ER



Strumentario monouso ClickIt ER



5006010ST01

Kit strumentario monouso (cannula guida L 60 mm)


Codice	Descrizione	Q.tà
5000603M	Chiave a T multipla - Monouso	1
5006010M	Cannula guida Ø 6.0 L 60 - Monouso	1
5006000M	Chiave esagonale a L da 3.0 mm - Monouso	1
5002074M	Chiave esagonale a L da 5.0 mm - Monouso	1

5006012ST01

Kit strumentario monouso (cannula guida L 100 mm)

Codice	Descrizione	Q.tà
5000603M	Chiave a T multipla - Monouso	1
5006012M	Cannula guida Ø 6.0 L 100 - Monouso	1
5006000M	Chiave esagonale a L da 3.0 mm - Monouso	1
5002074M	Chiave esagonale a L da 5.0 mm - Monouso	1

Cassetta ClickIt ER non sterile



Componenti

Codice	Descrizione	Q.tà
5006508	Morsetto universale ER	14
5006504	Morsetto multiplo ER	2
5006510	Barra in carbonio Ø 12 mm L 100 mm	2
5006512	Barra in carbonio Ø 12 mm L 150 mm	2
5006514	Barra in carbonio Ø 12 mm L 200 mm	2
5006516	Barra in carbonio Ø 12 mm L 250 mm	2
5006518	Barra in carbonio Ø 12 mm L 300 mm	2
5006520	Barra in carbonio Ø 12 mm L 350 mm	2
5006522	Barra in carbonio Ø 12 mm L 400 mm	2
5.2201A.002	Barra ad "U" ClickIt ER Ø 180 mm	1
5006560M	Cassetta metallica per impianti ClickIt ER	1

CLICKIT ER

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5006508ST	Morsetto universale ClickIt ER
5006504ST	Morsetto multiplo ClickIt ER
5006506ST	Supporto per sistema ibrido ClickIt ER
5006510ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 100 mm
5006512ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 150mm
5006514ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 200 mm
5006516ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 250 mm
5006518ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 300 mm
5006520ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 350 mm
5006522ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 400 mm
5006526ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 500 mm
5006528ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 600 mm
5.2201A.001	Barra ad “U” ClickIt ER Ø 150
5.2201A.002	Barra ad “U” ClickIt ER Ø 180
5.2201A.003	Barra ad “U” ClickIt ER Ø 210
5006102ST	Arco 5/8 Ø 120 mm
5006104ST	Arco 5/8 Ø 140 mm
5006106ST	Arco 5/8 Ø 160 mm
5006108ST	Arco 5/8 Ø 180 mm
5006110ST	Arco 5/8 Ø 200 mm
5006112ST	Arco 5/8 Ø 220 mm

KIT CLICKIT ER

5006600ST	Kit pilone tibiale
5006600STA	Kit pilone tibiale long
5006600STB	Kit pilone tibiale plus
5006610ST01	Kit pilone tibiale delta
5006620ST01	Kit diafisi tibiale
5006630ST01	Kit ginocchio a ponte
5006640ST01	Kit diafisi femorale
5006650ST01	Kit gomito trauma
5006650STA	Kit gomito trauma plus
5006660ST01	Kit omero diafisario

STRUMENTARIO *

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562	Cassetta strumentario ClickIt ER completa	
Composta da:		
5000124	Cacciavite esagonale da 3.0 mm	1
5000600	Chiave a T per viti Ø 4.0 mm	1
5000601	Chiave a T per viti Ø 5.0 mm	1
5000602	Chiave a T per viti Ø 6.0 mm	1
5000604	Manico a T con attacco AO	1
5000605	Asta esagonale Ø 5.0 mm attacco AO	1
5006000	Chiave esagonale a L da 3.0 mm	1
5002074	Chiave esagonale a L da 5.0 mm	1
5000222	Perforatore Ø 3.5 mm	1
5000224	Perforatore Ø 4.5 mm	1
5006010	Cannula perforatore Ø 3.5 mm L 110 mm	1
5006.04	Adattatore Ø 4.0 con attacco AO	1
5006.05	Adattatore Ø 5.0 con attacco AO	1
5006.06	Adattatore Ø 6.0 con attacco AO	1
5006564	Barra comparazione ClickIt ER	1
5006560ER	Cassetta strumentario ClickIt ER vuota	1

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE

Sterilizzazione

I componenti del sistema ClickIt ER sono forniti sterili.

Per lo strumentario si indica la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo secondo i seguenti parametri:

TEMPERATURA: 134°

ESPOSIZIONE: 5 min

**SEDE LEGALE**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it