

ELEMENTI DI PRESA OSSEA



FILI DI KIRSCHNER

FILI IN ACCIAIO (Ø 1.5 mm ÷ Ø 3.0 mm)

Ø 1.5 mm

Codice	Descrizione
5002431ST	FILI FILETTATI L100MM, F4MM CON PUNTA 3/4
500251.5ST4	FILI LISCI L100MM CON PUNTA 3/4 4PZ

Ø 1.8 mm

Codice	Descrizione
500251.8ST4	FILI LISCI L100MM CON PUNTA 3/4 4PZ
5000340	FILI LISCI Ø1.8MM L400MM
5000340ST5	FILI LISCI Ø1.8MM L400MM ST 5PZ
5000342	FILI CON OLIVA Ø1.8MM L400MM
5000342ST5	FILI CON OLIVA Ø1.8MM L400MM ST 5PZ

Ø 2.0 mm

Codice	Descrizione
5000341	FILI LISCI Ø2MM L400MM
5000341ST5	FILI LISCI Ø2MM L400MM ST 5PZ
5000343	FILI CON OLIVA Ø2MM L400MM
5000343ST5	FILI CON OLIVA Ø2MM L400MM ST 5PZ

Ø 2.5 mm

Codice	Descrizione
5000597	FILO DI K Ø2.5MM L300MM LISCIO PUNTA LANCEOLATA
5000597ST	FILO DI K Ø2.5MM L300MM LISCIO PUNTA LANCEOLATA ST
5000610ST	FILO FILETTATO Ø2.5MM L300MM ST

Ø 3.0 mm

Codice	Descrizione
5000611ST	FILO FILETTATO Ø3MM L300MM ST

FILI IN TITANIO (Ø 1.8 mm)

Ø 1.8 mm

Codice	Descrizione
5000340T	FILI LISCI Ø1.8MM L400MM TI
5000340TST	FILI LISCI Ø1.8MM L400MM TI ST
5000340TST5	FILI LISCI Ø1.8MM L400MM TI ST 5PZ
5000341T	FILI LISCI Ø2MM L400MM TI
5000341TST	FILI LISCI Ø2MM L400MM TI ST
5000341TST5	FILI LISCI Ø2MM L400MM TI ST 5PZ

Ø 1.8 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000342T	FILI CON OLIVA Ø1.8MM L400MM TI
5000342TST	FILI CON OLIVA Ø1.8MM L400MM TI ST
5000342TST5	FILI CON OLIVA Ø1.8MM L400MM TI ST 5PZ
5000343TST5	FILI CON OLIVA Ø2MM L400MM TI ST 5PZ

5000610TST	FILO FILETTATO Ø2.5MM L300MM TI ST
5000611TST	FILO FILETTATO Ø3MM L300MM TI ST

VITI PER PICCOLI SEGMENTI

VITI IN ACCIAIO (Ø 2.0 mm ÷ Ø 3.0 mm)

Ø 2.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5002421ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L30MM F10MM ST
5002422ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L40MM F10MM ST
5002423ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L50MM F10MM ST
5002424ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L60MM F10MM ST

Ø 3.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5002411ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L50MM F12MM ST
5002412ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L60MM F12MM ST
5002413ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L70MM F12MM ST
5002414ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L80MM F12MM ST

Ø 3.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5002401ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L60MM F20MM ST
5002402ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L70MM F20MM ST
5002403ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L80MM F20MM ST
5002404ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L90MM F20MM ST

VITI IN TITANIO (Ø 2.0 mm ÷ Ø 3.0 mm)

Ø 2.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5002421TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L30MM F10MM TI ST
5002422TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L40MM F10MM TI ST
5002423TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L50MM F10MM TI ST
5002424TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø2MM L60MM F10MM TI ST

Ø 3.0 mm **DECALIBRATE**

Codice **Descrizione**

5002411TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L50MM F12MM TI ST
5002412TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L60MM F12MM TI ST
5002413TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L70MM F12MM TI ST
5002414TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø3-2.5MM L80MM F12MM TI ST

Ø 3.0 mm

5002401TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L60MM F20MM TI ST
5002402TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L70MM F20MM TI ST
5002403TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L80MM F20MM TI ST
5002404TST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø3MM L90MM F20MM TI ST

VITI TRAPASSANTI IN ACCIAIO



Codice **Descrizione**

5000591ST	VITE TRAPASSANTE Ø4.5-5MM L200MM F50MM ST
5000592ST	VITE TRAPASSANTE Ø4.5-5MM L250MM F50MM ST

VITI UNIVERSALI IN ACCIAIO



Ø 4.0 mm

Codice **Descrizione**

VA4.150.30	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM F30MM ST
VA4.150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM F40MM ST
VA4.150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM F50MM ST

5000565ST	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø4-3MM L120MM ST
-----------	--

Ø 5.0 mm

Codice **Descrizione**

VA5.150.30	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM F30MM ST
VA5.150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM F40MM ST
VA5.150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM F55MM ST
VA5.150.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM F70MM ST
VA5.200.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L200MM F40MM ST

VA4-5.150.30	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø 4-5MM L150, F30MM ST
--------------	--

VA4-5.150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE DECALIBRATA Ø 4-5MM L150, F40MM ST
--------------	--

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA6.150.30	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM F30MM ST
VA6.150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM F40MM ST
VA6.150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM F55MM ST
VA6.150.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM F70MM ST
VA6.150.85	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM 850MM ST

VA6.250.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F40MM ST
VA6.250.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F55MM ST
VA6.250.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F70MM ST
VA6.250.85	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F85MM ST

VITI UNIVERSALI IN ACCIAIO RIVESTITE IN IDROSSIAPATITE



Ø 4.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA4H150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM, F40MM HAP ST
VA4H150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM, F55MM HAP ST

Ø 5.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA5H150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM, F40MM HAP ST
VA5H150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM, F55MM HAP ST
VA5H150.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM, F70MM HAP ST

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA6H150.30	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM, F30MM HAP ST
VA6H150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM, F40MM HAP ST
VA6H150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM, F55MM HAP ST
VA6H150.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM, F70MM HAP ST
VA6H150.85	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM, F85MM HAP ST

VA6H250.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM, F40MM HAP ST
VA6H250.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM, F55MM HAP ST
VA6H250.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM, F70MM HAP ST
VA6H250.85	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM, F85MM HAP ST

Ø 5.0 mm NON AUTOPERFORANTI (si consiglia un perforatore da 3.5 mm)

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000534H	VITE CORTICALE Ø5MM L140MM RIVESTIMENTO HAP ST
----------	--

Ø 6.0 mm NON AUTOPERFORANTI (si consiglia un perforatore da 4.5 mm)

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000505H	VITE CORTICALE Ø6MM L180MM RIVESTIMENTO HAP ST
----------	--

VITI UNIVERSALI IN TITANIO



Ø 4.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA4T150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM F40MM TI ST
------------	---

VA4T150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø4MM L150MM F55MM TI ST
------------	---

Ø 5.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA5T150.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM F40MM TI ST
------------	---

VA5T150.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM 550MM TI ST
------------	---

VA5T150.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L150MM F70MM TI ST
------------	---

VA5T200.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø5MM L200MM F40MM TI ST
------------	---

5000591TST	VITE TRAPASSANTE Ø4.5-5MM L200MM F50MM TI ST
------------	--

5000592TST	VITE TRAPASSANTE Ø4.5-5MM L250MM F50MM TI ST
------------	--

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA6T150.30	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L150MM F30MM TI ST
------------	---

VA6T250.40	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F40MM TI ST
------------	---

VA6T250.55	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F55MM TI ST
------------	---

VA6T250.70	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F70MM TI ST
------------	---

VA6T250.85	VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE Ø6MM L250MM F85MM TI ST
------------	---

**SEDE LEGALE**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it