


CLICKIT ER PELVIS

FISSATORE DA URGENZA DA BACINO

Morsetto universale

Applicazione rapida e semplice

Kit sterile



Indicazioni

Il dispositivo Clickit ER Pelvis è indicato per la fissazione di fratture di origine traumatica e patologica del bacino, come strumento per la stabilizzazione intraoperatoria.

CARATTERISTICHE

Morsetto universale

Stabilizzazione multi planare

Attacco rapido

Sterile

VANTAGGI


Raccorda barra/barra, barra/vite (Ø 4.0-5.0-6.0 mm) e filo di K (Ø 1.8-2.5 mm)

Ottima stabilità

Rapida applicazione


Pronto all'uso

Componenti




Morsetto universale


Raccorda sia le barre che gli elementi di presa



Raccordo barra/barra



Raccordo barra/vite



Raccordo barra/filo



Barre

Diametro 12 mm radiotrasparente



Archi pelvici

Realizzati in lega di alluminio. Disponibili archi grandi per la parte prossimale e archi piccoli per la parte distale



Viti corticali autoperforanti

Kit ClickIt ER Pelvis



Descrizione

Q.tà

Arco grande per la parte prossimale

1

Arco piccolo per la parte distale

1

Morsetti universali

8

Barre in carbonio Ø 12 mm x 250 mm


2

Viti corticali autoperforanti Ø 6.0 mm x 250,
filetto 55 mm

4

Strumentario dedicato

Schema di montaggio



Sterilizzazione

Il Kit ClickIt ER Pelvis viene fornito sterile pronto all'uso.
Ogni componente viene fornito anche in confezione singola sterile.

CLICKIT ER PELVIS 5006542ST

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5006508ST	MORSETTO UNIVERSALE GRANDE ER Ø12MM ST
5006504ST	MORSETTO MULTIPLO ER ST
5006510ST	BARRA Ø12MM L100MM ST
5006512ST	BARRA Ø12MM L150MM ST
5006514ST	BARRA Ø12MM L200MM ST
5006516ST	BARRA Ø12MM L250MM ST
5006518ST	BARRA Ø12MM L300MM ST
5006520ST	BARRA Ø12MM L350MM ST
5006522ST	BARRA Ø12MM L400MM ST
5006526ST	BARRA Ø12MM L500MM ST
5006528ST	BARRA Ø12MM L600MM ST

STRUMENTARIO

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562	CASSETTA DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CLICKIT ER COMPLETA	
Composto da:		
5000124	CACCIAVITE ESAGONALE DA 3MM	1
5000222	PERFORATORE Ø3.5MM	1
5000604	MANICO A T ATTACCO AO	1
5000605	ASTA ESAGONALE Ø5MM ATTACCO AO	1
5006.04	ADATTATORE Ø4MM CON ATTACCO AO	1
5006.05	ADATTATORE Ø5MM CON ATTACCO AO	1
5006.06	ADATTATORE Ø6MM CON ATTACCO AO	1
5000622	CHIAVE ESAGONALE A L Ø5MM	1
5006000	CHIAVE ESAGONALE DA L DA 3MM	1
5006010	CANNULA PERFORATORE Ø3.5MM L110MM	1
5006564	BARRA COMPARAZIONE CLICKIT ER	1
5006560ER	CASSETTA DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CLICKIT ER VUOTA	1

**SEDE LEGALE**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it